

版本号: KR250516

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057 /400-810-6057 TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD

1

# FastSensi RT Kit (With gDNase)

# FastSensi cDNA第一链合成试剂盒

(去基因组)

目录号: KR136

#### 产品内容

产品组成	KR136-01 (25 rxn)	KR136-02 (100 rxn)	KR136-03 (1000 rxn)
5×gDNA Remove Mix	50 µl	200 μΙ	10×200 μl
RT Primer Mix	50 µl	200 μΙ	10×200 μl
FastSensi RT Enzyme Mix	25 µl	100 µl	10×100 μl
10×Sensi RT Buffer	50 µl	200 μΙ	10×200 μl
RNase- Free ddH₂O	1 ml	2×1 ml	10×2×1 ml

#### 储存条件

本试剂盒使用干冰运输,收到后请置于-30~-15℃下保存,保质期12个月。

#### 产品简介

FastSensi cDNA第一链合成试剂盒是一种高效、稳定、快速并可以去除基因组DNA污染的反转录系统。试剂盒中含有高效去除基因组DNA的gDNase; 42°C, 2 min即可去除残留gDNA,有效避免Total RNA中基因组DNA的干扰。

本试剂盒所用的逆转录酶,是全新一代的逆转录酶,具有更高的RNA亲和性和热稳定性,进一步提升了逆转录过程的效率和速率,使得本产品具有更高的反应灵敏度。另外,新逆转录酶对RNA模板的高亲和力,使其在通读GC含量高,二级结构复杂的RNA模板和抗逆性等方面更具优势。

#### 产品特点

实验过程快速: 酶促反应快速, 最快5 min即可完成cDNA第一链的合成;

通读复杂模板:能够作用于GC含量高,二级结构复杂的RNA模板;

样品普适性高:对不同物种来源及杂质较多的RNA模板的适用性高;

**后续兼容性好**:后续配合荧光定量检测产品,灵敏度高、稳定性好。

#### 适用范围

RT-PCR; 荧光定量RT-PCR; cDNA文库构建; SAGE(基因表达连续分析); 引物延伸。

#### 注意事项 请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

- 1. 下列操作步骤适用于模板量为1 ng-2 μg的总RNA,如果总RNA量大于2 μg,请按比例扩大反应体系。
- 2. 在冰上进行操作,防止RNA发生降解。
- 根据实验需求不同,也可以选用Oligo-dT Primer或Gene Specific Primer,引物使用量如下:Oligo-dT Primer,50 pmol/20 μI反应体系,Gene Specific Primer,5 pmol/20 μI反应体系。
- 4. 使用Gene Specific Primer时,反转录温度仍可设置为42℃。当PCR反应有非特异性扩增时,将反转录温度升到50℃会有改善。
- 5. 反转录体系可以根据需要相应扩大。

#### 操作步骤

使用FastSensi cDNA第一链合成试剂盒合成第一链cDNA, 1 ng-2 μg的总RNA可建立 20 μl反应体系。

1. 将模板RNA在冰上解冻,5×gDNA Remove Mix、RT Primer Mix、10×Sensi RT Buffer、RNase-Free ddH<sub>2</sub>O在室温(15-30°C)解冻,解冻后迅速置于冰上。使用前将每种溶液 涡旋振荡混匀,简短离心以收集残留在管壁的液体。

注意:以下操作步骤请在冰上进行。为了保证反应液配制的准确性,进行各项反应时,可先配制成Mix,然后再分装到每个反应管中。

2. 按照表1的基因组DNA的去除体系配制混合液,彻底混匀。简短离心,并置于42℃,孵育2 min。然后置于冰上放置。

组成成分 使用量
5×gDNA Remove Mix 2 μl
Total RNA 1 ng-2 μg
RNase-Free ddH<sub>2</sub>O 补足到10 μl

表1 gDNA去除反应体系

3. 按照表2的反转录反应体系配制混合液。

表2 反转录反应体系

试剂	使用量
10×Sensi RT Buffer	2 µl
FastSensi RT Enzyme Mix	1 µl
RT Primer Mix	2 µl
RNase-Free ddH₂O	补足到10 μl

4. 将反转录反应中的Mix,加到gDNA去除步骤的反应液中,充分混匀。

5. 按照下表所示进行反转录反应。

反应温度	反应时间	说明
42°C	2 min*	去除基因组及反转录反应
85°C	1 min	酶灭活过程

说明: \*2 min是快速反应流程,如果靶标基因的丰度较低或者快速流程下实验效果不佳,可将反转录时间延长至10 min。

#### 注意:

- a. 若后续实验为荧光定量PCR,反转录产物在不稀释的前提下,添加量应不超过PCR体系终体积的1/10,例如20 μl的PCR反应体系,反转录产物的加样量应不超过2 μl。
- b. 反转录结束后,立即进行后续PCR反应,可将反转录产物置于冰上或2-8℃下保存;如果需要长时间保存,请置于-30~-15℃下保存。

#### RNA模板质量控制

逆转录酶以RNA为模板合成第一链cDNA,模板RNA的质量和数量直接影响逆转录的结果。

- 1. 模板的完整性:模板RNA的完整性对逆转录非常重要,若RNA模板中含有RNase酶将降解模板RNA,最后导致cDNA产物的量少甚至无cDNA产物。
- 2. 模板的纯度:若RNA模板中含有蛋白、盐离子、EDTA、乙醇、酚等杂质,将影响逆转录酶的活性,最后影响逆转录结果。
- 3. 模板的加量: 以下操作步骤适用于模板RNA量为1 ng-2 μg, 如果模板RNA的量大于 2 μg, 请按比例扩大反应体系。



#### TIANGEN 官方微信,专业服务助力科研:

- 可视化操作指南
- 技术公开课合辑
  - 147 VIII 244
- 全线产品查询

- 在线专家客服
- 微信直播课堂
- 最新优惠活动

# 坚持 "CUSTOMER FIRST"理念 秉承"质量为天,服务为根"宗旨!

### TIANGEN为您提供从样本处理, 核酸纯化到下游检测的整体解决方案

#### 科研试剂

- 样本保护与处理
- 磁珠法外泌体系列
- 基因组 DNA 提取
- 质粒提取
- 总 RNA 提取
- DNA 产物纯化 / 胶回收
- PCR 系列

- NGS 文库制备
- 表观遗传学
- RT-PCR 系列
- 荧光定量 PCR 系列
- 克隆和点突变
- DNA 分子量标准
- 蛋白表达和检测

#### 科研解决方案

- 快速分子克隆整体解决方案
- 基因表达分析快速解决方案
- 环境微牛物解决方案
- 复杂样本 RNA 解决方案