



版本号: RK250702

Deparaffinization Solution

环保脱蜡剂

目 录 号: RK208

储存条件: 室温 (15-30°C) 保存

产品内容:

产品组成	RK208
环保脱蜡剂	80 ml

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品是针对FFPE样本的脱蜡剂，可以代替二甲苯等有毒试剂，安全快速脱蜡。同时可以和组织消化液一起作用，边脱蜡边裂解消化，节省操作步骤，高效搭配天根磁珠法基因组提取试剂盒，可以满足下游PCR、NGS等应用。

使用方法

环保脱蜡剂可高效搭配TIANGEN配套试剂盒使用，详细操作步骤，请参考试剂盒说明书。



版本号: RK250702

Deparaffinization Solution

环保脱蜡剂

目 录 号: RK208

储存条件: 室温 (15-30°C) 保存

产品内容:

产品组成	RK208
环保脱蜡剂	80 ml

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品是针对FFPE样本的脱蜡剂，可以代替二甲苯等有毒试剂，安全快速脱蜡。同时可以和组织消化液一起作用，边脱蜡边裂解消化，节省操作步骤，高效搭配天根磁珠法基因组提取试剂盒，可以满足下游PCR、NGS等应用。

使用方法

环保脱蜡剂可高效搭配TIANGEN配套试剂盒使用，详细操作步骤，请参考试剂盒说明书。