
# 03

# 高通量分析

- 自动化整体方案
- 开放型散装试剂
- N96 系列



## 分子生物学实验自动化解决方案



# 自动化核酸提取仪

## 磁棒法核酸提取仪(搭配整板和单条预封试剂)











目录号	YOSE-S16 / OSE-S16	YOSE-S216	YOSE-S616
产品名称	TGuide S16 全自动核酸提取纯化仪	TGuide S32 Pro 全自动核酸提取纯化仪	TGuide S96 Dex 全自动核酸提取纯化仪
通量	1-8, 16	1-16, 32	(1-24, 48)×2 双仓可独立运行
处理体积	20 μΙ-1000 μΙ	20-1000 μΙ	20-1000 μΙ

## 配套预封装试剂和耗材

类别	目录号	产品名称	规格 (preps)	适用样本类型	
	DP661	TGuide S32磁珠法血液/细胞/组织总RNA提取试剂盒	96	组织、血液、细胞	
总 RNA (96孔板)	DP662	TGuide S32磁珠法植物总RNA提取试剂盒	96	普通植物、多酚植物、大部分多糖植物 不适用于过于粘稠的植物样本	
(======================================	DP672	TGuide Smart高效多糖多酚植物总RNA提取试剂盒	96	普通植物、多糖酚植物,真菌样本,特别 合富含多糖多酚或淀粉的植物组织	
	DP661-D	TGuide Smart 血液/细胞/组织总RNA提取试剂盒	48	组织、血液、细胞	
总 RNA (单条)	DP662-D	TGuide Smart植物总RNA提取试剂盒	48	普通植物、多酚植物、大部分多糖植物 不适用于过于粘稠的植物样本	
	DP672-D	TGuide Smart高效多糖多酚植物总RNA提取试剂盒	96	普通植物、多糖酚植物,真菌样本,特别 合富含多糖多酚或淀粉的植物组织	
	DP601	TGuide S32磁珠法血液基因组DNA提取试剂盒	96	全血、白膜层、血细胞	
	DP602	TGuide S32磁珠法动物组织基因组DNA提取试剂盒	96	动物组织、细胞	
	DP603	TGuide S32磁珠法口腔拭子基因组DNA提取试剂盒	96	口腔拭子	
	DP604	TGuide S32磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒	96	血液、血清、血浆、组织、无细胞体液 病毒保存液、病毒培养液等	
基因组 DNA	DP605	TGuide Smart通用型基因组DNA提取试剂盒	96	组织、血液类样本、细胞、FFPE、细菌等	
(96孔板)	DP607	TGuide S32磁珠法多糖多酚植物基因组DNA提取试剂盒	96	普通植物、多酚植物、大部分多糖植物 不适用于过于粘稠的植物样本	
	DP608	TGuide S32磁珠法干血斑基因组DNA提取试剂盒	96	干血斑	
	DP611	TGuide Smart血液基因组DNA高效提取试剂盒	96	新鲜&冻存全血、白膜层、血细胞	
	DP613	TGuide Smart 环境微生物基因组DNA提取试剂盒	96	土壤、粪便、淤泥、污水、酒糟、空气滤服 灰尘拭子等	
	DP601-D	TGuide Smart血液基因组DNA提取试剂盒	48	全血、白膜层、血细胞	
	DP602-D	TGuide Smart组织/细胞基因组DNA提取试剂盒	48	动物组织、细胞	
	DP604-DF-01	磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒	32	血液、血清、血浆、组织、无细胞体液 病毒保存液、病毒培养液等	
甘田和 5014	DP605-D	TGuide Smart通用型基因组DNA提取试剂盒	48	组织、血液类样本、细胞、FFPE、细菌等	
基因组 DNA (单条)	DP606-D	TGuide Smart FFPE DNA提取试剂盒	48	FFPE	
(T-2)/	DP607-D	TGuide Smart植物基因组DNA提取试剂盒	48	普通植物、多酚植物、大部分多糖植物 不适用于过于粘稠的植物样本	
	DP611-D	TGuide Smart血液基因组DNA高效提取试剂盒	48	新鲜&冻存全血、白膜层、血细胞	

	DP613-D	TGuide Smart 环境微生物基因组DNA提取试剂盒	48	土壤、粪便、淤泥、污水、酒糟、空气滤膜、 灰尘拭子等
质粒和胶回收	DP641	TGuide S32磁珠法质粒小提试剂盒	96	大肠杆菌
(96孔板)	DP642	TGuide S32磁珠法DNA纯化回收试剂盒	96	琼脂糖凝胶、PCR产物、酶切产物等
质粒和胶回收	DP641-D	TGuide Smart 质粒小提试剂盒	48	大肠杆菌
(单条)	DP642-D	TGuide Smart DNA纯化回收试剂盒	48	琼脂糖凝胶 PCR产物 酶切产物等
	目录号	产品名称		包装
	OSE-TGA-S02	TGuide Smart 96深孔板	96块/箱	
耗材	OSE-TGA-S03	TGuide Smart 磁棒套	100包/箱 (2个/包)	
	OSE-TGA-S32	TGuide 单样本试剂条托架	5个/盒	

## S96 全自动化提取平台(搭配整板装预封试剂)





YOSE-S96-03 YOSE-S96-02 目录号 YOSE-S96-01 产品名称 TGuide S96 全自动核酸提取纯化仪 通量 1-96 1-96 1-24 处理体积 20-1000 μΙ 20-1000 µl 50-5000 μl 推荐样本量 200-400 μΙ 200-400 µl 2000-5000 μΙ 配套试剂 96 孔深孔板预分装试剂 96 孔板预分装试剂, 洗脱板为 96 孔浅孔板 24 孔板预分装试剂

### 配套预封装试剂和耗材

目录号	名称	包装规格
DP811	TGuide S96 血液基因组 DNA 提取试剂盒	96 次
DP802	TGuide S96 通用型基因组 DNA 提取试剂盒	96 次
DP804	TGuide S96 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	96 次
DP807	TGuide S96 植物基因组 DNA 提取试剂盒	96 次
DP810	TGuide S96 大体积游离核酸提取试剂盒	24 次
DP812	TGuide S96 土壤 / 粪便基因组 DNA 提取试剂盒	96 次
DP861	TGuide S96 血液 / 细胞 / 组织总 RNA 提取试剂盒	96 次
DP862	TGuide S96 植物 RNA 提取试剂盒	96 次
DP872	TGuide S96 多糖多酚植物总 RNA 提取试剂盒	96 次
OSE-TGA-S06	TGuide S96 深孔板	50 块 / 箱
OSE-TGA-S08	TGuide S96 磁棒套	100 个 / 箱

## 移液法核酸提取仪







目录号	OSE-M16-01	
产品名称 TGuide M16 Pro 全自动核酸提取纯		
样本通量	1-16	
处理体积	200 µl / 400 µl / 1200 µl / 4000 µl	

## 配套试剂

目录号	名称	包装规格
OSR-M102	TGuide 血液基因组 DNA 提取试剂盒	48 preps
OSR-M102-T1	TGuide 血液基因组 DNA 提取试剂盒 (0.5-1.5 ml)	48 preps
OSR-M104	TGuide 血液基因组 DNA 提取试剂盒 (1.2 ml)	48 preps
OSR-M104-T1	TGuide 大体积血液基因组 DNA 提取试剂盒 (1-3 ml)	48 preps
OSR-M105	TGuide 循环核酸提取试剂盒 (1.2 ml)	48 preps
OSR-M115	TGuide 大体积循环核酸提取试剂盒(4 ml)	48 preps
OSR-M202	TGuide 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒 (200 μl/400 μl)	48 preps
OSR-M202-T1	TGuide 病毒 DNA/RNA 提取试剂盒 (200 μl/400 μl)	48 preps
OSR-M301	TGuide 植物基因组 DNA 提取试剂盒	48 preps
OSR-M401	TGuide 细胞 / 组织基因组 DNA 提取试剂盒	48 preps
OSR-M405	TGuide 石蜡包埋组织 DNA 提取试剂盒	48 preps
OSR-M502	TGuide 细菌基因组 DNA 提取试剂盒	48 preps
OSR-M605	TGuide 石蜡包埋组织 RNA 提取试剂盒	32 preps
OSR-M610	TGuide 细胞 / 组织 / 植物总 RNA 提取试剂盒	48 preps
OSR-M610-B	TGuide 血液总 RNA 提取试剂盒	48 preps

## 开放型散装试剂

TIANGEN 开放型散装试剂可选择手工法操作方式,或是搭配市面主流的磁棒法 King Fisher Flex,移液法 Hamilton Microlab STAR 等自动化仪器使用,详细的操作信息可致电 TIANGEN 客服或相关销售获取。

	DNA			
	目录号	产品名称	包装	价格
	DP329-01		50 次	860 元
	DP329-02	磁珠法血液基因组 DNA 提取试剂盒	200 次	3160 元
	DP329-03		5 × 200 次	14200 元
	DP341-01		50 次	860 元
	DP341-02	磁珠法动物组织基因组 DNA 提取试剂盒	200 次	3160 元
	DP341-03		1000 次	14200 元
	DP342-01	磁珠法植物组织基因组 DNA 提取试剂盒	50 次	860 元
	DP342-02	磁外公值70元外坐四元 DIVA 使从此加品	200 次	3160 元
	DP344-01		50 次	860 元
	DP344-02	磁珠法干血斑基因组 DNA 提取试剂盒	200 次	3160 元
	DP344-03		1000 次	14200 元
	DP438-01		50 次	1180 元
	DP438-02	磁珠法病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	200 次	4580 元
	DP438-03		1000 次	19600 元
	DP703-01		50 次	860 元
	DP703-02	磁珠法口腔拭子基因组 DNA 提取试剂盒	200 次	3160 元
	DP703-03		1000 次	14160 元
NOW	DP704-01	磁珠法病毒 DNA/RNA 快速提取试剂盒	50 次	2280 元
New	DP704-02	RAAPINA IPS GET OUT OF TO THE STATE OF THE S	200 次	8280 元
	DP705-01	磁珠法通用型基因组 DNA 提取试剂盒	50 次	1520 元
	DP705-02	磁外// 位用主坐四垣 ロマス 近水 域川 画	200 次	5180 元
New	DP709	磁珠法血清 / 血浆游离 DNA 提取试剂盒	400 µl × 96 次	2680 元
	DP710-01		2 ml × 50 次	2800 元
	DP710-02	磁珠法大体积游离核酸提取试剂盒	2 ml × 200 次	9880 元
	DP710-03		2 ml × 1000 次	48800 元
	DP712-01	磁珠法土壤和粪便基因组 DNA 提取试剂盒	50 次	1380 元
	DP712-02		200 次	4680 元
	DP720-01	增强型磁珠法大体积游离核酸提取试剂盒	2 ml × 50 次	2800 元
	DP720-02	省155土城が1/2八件小川[四1次时汉]走水區川1.00	2 ml × 200 次	9880 元

#### 产品名称 价格 目录号 包装 DP761 磁珠法组织 / 细胞 / 血液总 RNA 提取试剂盒 50 次 980 元 New DP762 磁珠法多糖多酚植物总 RNA 提取试剂盒 96 次 3260 元 DP438-01 50 次 1180 元 200次 DP438-02 磁珠法病毒 DNA/RNA 提取试剂盒 4580 元 DP438-03 1000次 19600 元

网址: www.tiangen.com

免费电话: 800-990-6057 400-810-6057

E-mail: people@tiangen.com













# N96系列(硅基质膜纯化)

N96			
目录号	产品名称	包装	价格
DP114-01	N96 高纯质粒 DNA 小提试剂盒	4 板	1860 元
DP114-02	N30 同紀灰色 DNA 小足风用盖	24 板	9380 元
DP119	N96 磁珠法质粒 DNA 小提试剂盒	2 板	980 元
DP213-01	N96 DNA 产物纯化试剂盒	4 板	1800 元
DP213-02	1030 DNA / 物地化风剂盖	24 板	7800 元
DP314	N96 血液基因组 DNA 提取试剂盒	4 板	4160 元
DP337	N96 新型植物基因组 DNA 提取试剂盒	2 板	2080 元
DP338	N96 植物基因组 DNA 提取试剂盒	2 板	2200 元