

05 二代测序 (NGS)

二代测序 (NGS)

2001年,人类基因组计划(Human Genome Project,HGP)由包含中国在内的六个国家共同参与,历经十年,耗资数十亿美元完成。现在随着第二代基因测序技术(NGS)的快速发展,测序成本也大大降低,使得基因组测序的临床应用成为可能。

NGS 在临床上目前主要应用于普通人的疾病筛查(如无创产前 DNA 检测)和癌症等致命性疾病的伴随诊断(如:肺癌的 KRAS 突变和 EGFR 突变)。

2017年开始,TIANGEN 全面推出二代测序产品线,结合自身核酸纯化的技术优势为 NGS 客户提供从样本制备到文库构建的完整解决方案。TIANGEN 该系列产品包括适用于 Illumina 和 Ion Torrent 测序平台的 NGS 文库构建所需的全套产品,可广泛应用于医学检测、科学研究各个领域。

TIANGEN 注重产品品质,精益求精,不断丰富产品种类和服务形式,全新的二代测序文库构建产品线包括 试剂盒、模块及原材料等多种形式,让不同需求的客户有更加灵活的选择。

产品选择指南-DNA建库篇

当我们使用二代测序技术对样本进行测序时,主要经过样本核酸提取、文库构建、上机测序、数据分 析和结果验证几个步骤。其中,DNA文库构建是二代测序技术的基础,DNA文库构建的本质就是在将待测 定样本的大片段基因组DNA片段化为小片段的DNA,之后在小片段DNA分子两端添加测序接头,形成能上 机测序有效的文库分子的过程。具体的二代测序小片段DNA文库构建流程包括DNA片段化、末端修复、A 尾添加、接头连接和PCR富集五步。(下图是适用于Illumina平台的DNA快速建库流程)

快速一站式建库方案(Illumina平台适用) 接头连接 DNA片段化 末端修复 A尾添加 PCR富集 (所需总时间: 2.5小时) • TIANSeg Fast Ligation •TIANSeq NGS Library Amplification Module TIANSeg Fragmentation/End repair/dA-tailing Module Module(NG303-01/02) (NG304-01/02) (NG301-01/02) •TIANSeq Library Amplification Kit (NG231) Step1 DNA片段化/末端修复/添加A尾 TIANSeq Fragmentation/End repair/dA-tailing Module (NG301) 可将gDNA和大片段DNA的片段化、 末端修复、A尾添加反应一步完成。 ● 本模块对DNA的片段化是随机进行 A 31 的, 不具有碱基偏好性。 A 3' 接头连接 Step2 • TIANSeq Fast Ligation Module(NG303) 可将3' 端带有dA尾 的DNA片段与adapter进行连接。 ● 本模块采用了一步法反应流程,片 段化后的DNA,无需磁珠纯化,可 使用本模块直接与adapter进行连 接。 PCR富集 Step3 TIANSeq NGS Library Amplification Module (NG304)包含P5/P7引 物,适用于两侧含有P5及P7序列的

- 文库DNA片段的扩增。
- TIANSeq Library Amplification Kit (NG231) 是一种新型高保真PCR 扩增预混液,适用于高通量测序文 库的PCR扩增。

DNA建库产品选择指南

文库制备流程	试剂盒					块&原料酶	配套仪器	
片段化	TIANSea I TIANSea Lizzy NG303			TIANSe	eq DNA片段化模块 NG305			
末端修复	通用型 DNA文	直接快速		DNA片段化末 端修复dA添加	TIANSeq末端	T4 DNA聚合酶NG205 / Klenow 酶 NG203 / T4多聚核苷酸激酶NG206	手动移液器	
加dA尾	库构建 试剂盒	库构建试剂盒	TIANSeq快 速DNA文库	模块NG301	修复/dA添加 模块 NG302	Klenow酶(无3'-5'外切活性) NG202 / Klenow酶(无3'-5'外切活性)(低浓度) NG215	PCR仪	
接头连接	(illumina & MGI)	(illumina) NG101	构建试剂盒		连接模块NG303	T4 DNA连接酶NG201		
按大迁按	NG111	NGIUI	(illumina)	TIANSeq 双索引	接头(illumina)NG2	216 / TIANSeq 双索引接头(MGI)NG230	磁力架	
纯化/片段分选		NG102			TIANSeq DNA	片段分选磁珠NG316		
PCR富集				TIANSeq文库	富集试剂盒NG231	/TIANSeq NGS文库富集模块NG304	荧光计	
纯化				TIANSeq DNA片段分选磁珠NG316				
文库质控	Т	IANSeq文师	幸定量试剂盒	(illumina) NO	illumina)NG105/dsDNA高灵敏度检测试剂盒OSR-F101			

产品信息(Kit and Module)

特点
片段化 快速
快速

产品名称	目录号	规格	目录价
TIANSeq直接快速DNA文库构建试剂盒	NG101-01	24 次	6432元
TIANSeq DirectFast Library Kit (Illumina)	NG101-02	96 次	23600元
TIANSeq通用型DNA文库构建试剂盒	NG111-01	8 次	2480 元
TIANSeq Universal DNA Library Kit	NG111-02	24 次	6180 元
TIANSEQ Offiversal DNA Library Kit	NG111-03	96 次	20600 元
TIANSeq快速DNA文库构建试剂盒	NG102-01	24 次	5680元
TIANSeq Fast DNA Library Kit (Illumina)	NG102-02	96 次	19800元

特点
片段化末 修加A
末修 加A
连接
富集
片段化
 染料法
核酸 纯化

产品名称	目录号	规格	目录价
TIANSeq快速DNA片段化/末端修复/dA添加模块	NG301-01	24 次	3580 元
TIANSeq Fragment/Repair/Tailing Module	NG301-02	96 次	11560 元
TIANSeq末端修复/dA添加模块	NG302-01	24 次	2400 元
TIANSeq End repair/dA-Tailing Module	NG302-02	96 次	7680 元
TIANSeq快速连接模块	NG303-01	24 次	2500 元
TIANseq Fast Ligation module	NG303-02	96 次	8980 元
TIANSeq NGS文库富集模块	NG304-01	24 次	1760 元
TIANSeq NGS Library Amplification Module	NG304-02	96 次	6480 元
TIANSeq DNA片段化模块	NG305-01	24 次	720 元
TIANSeq DNA Fragmentation Module	NG305-02	96 次	2400 元
TIANSeq文库定量试剂盒(Illumina) TIANSeq DNA Quantification Kit (Illumina)	NG105-01	20 µl×500 次	7080元
TIANSeq DNA片段分选磁珠	NG316-01	15 ml	2080 元
TIANSeq Size Selection DNA Beads	NG316-02	60 ml	6480 元


RNA建库产品选择指南

文库制备流程				试剂	配套仪器		
RNA富集		TIANSeq mRNA 捕获磁珠 NR205 动物RNA富集 NR201-T1 Gʻ细菌RNA富集 NR201-T5 G ⁺ 细菌RNA富集 NR201-T6 植物RNA富集 NR201-T7					
片段化 第一链cDNA 合成				ILV(RNase H-)反转录酶 NG212 NAse抑制剂 NG209	手动移液器		
第二链cDNA 合成	TIANSeq 通用型	TIANSeq 通用型		DNA聚合酶I NG204 RNA酶H NG207	PCR仪		
末端修复	RNA文 库构建 试剂盒 (illumina	构建	TIANSeq末端修复/ dA添加模块 NG302	T4 DNA聚合酶 NG205 Klenow 酶 NG203 T4 多聚核苷酸激酶 NG206	(41111)		
A尾添加	& MGI) NR122	(illumina & MGI)	, """ ", ", ", "	Klenow 酶(无3'-5'外切活性) NG202 Klenow酶(无3'-5'外切活性)(低浓度)NG215	磁力架		
接头连接		NR123	TIANSeq快速连接模块 NG303 TIANSeq 双索引接头(illumina	TANSeq快速连接模块 NG303 T4 DNA连接酶 NG201 TANSeq 双索引接头(illumina)NG216 / TIANSeq 双索引接头(MGI)NG230			
纯化/片段分选			TIANSeq DNA 片段分选磁珠 NG316				
PCR富集			TIANSeq文库富集试剂盒 NG231 TIANSeq NGS文库富集模块 NG304				
文库纯化			TIANSeq DNA 片段分选磁珠 NG316				
文库质控	TIANSeq文库定量试剂盒(illumina)NG105/dsDNA高灵敏度检测试剂盒 OSR-F101						

	建库流程	DIY建库方案
Small RNA文库构建	cDNA合成	NG212 NG207 NG209
	PCR富集	NG231/NG304

应用场景	产品名称	目录号	规格	目录价
PolyA+ RNA	TIANSeg mRNA捕获磁珠	NR205-01	24 次	600 元
捕获	The decod III (to Olis ok Karok	NR205-02	96 次	2280 元
	TIANSeq快速RNA文库构建试剂盒(Illumina)	NR112-01	24 次	10680 元
普通转录组RNA	The according to the ac	NR112-02	96 次	34800 元
音通報報組RNA 文库制备试剂	TIANSeq通用型 RNA文库构建试剂盒	NR122-01	8 次	3980 元
		NR122-02	24 次	10180 元
		NR122-03	96 次	31600 元
链特异RNA文库 制备试剂		NR123-01	8 次	3980 元
	TIANSeq通用型链特异RNA文库构建试剂盒	NR123-02	24 次	10180 元
即将上市		NR123-03	96 次	31600 元

DNA 文库构建所需酶类产品选择指南



RNA 文库构建所需酶类产品选择指南



NGS 文库制备产品

DNA 文库制备试剂盒

目录号		包装	价格
NG101-01		24 rxn	6432 元
NG101-02	TIANSeq 直接快速 DNA 文库构建试剂盒 (Illumina)	96 rxn	23600 元
NG102-01	TIANO 丛生 DNA 大大野海华河久 (III ·)	24 rxn	5680 元
NG102-02	TIANSeq 快速 DNA 文库构建试剂盒 (Illumina)	96 rxn	19800 元

RNA 文库制备试剂盒

	目录号	产品名称	包装	价格
Nev	NR112-01	TIANSeg 快速 RNA 文库构建试剂盒(illumina 平台)	24 rxn	10680 元
	NR112-02	TIMOOG 从是 NW/ 文件将是成为量 (IIIdilliilid 十百)	96 rxn	34800 元
	NR105-01	TIANSeg mRNA 捕获试剂盒	24 rxn	800 元
	NR105-02	IIANOEY IIINNA 油灰灰川盖	96 rxn	2888 元

NGS 文库制备模块

目录号	产品名称	包装	价格
NG301-01	TIANSeq 快速 DNA 片段化 / 末端修复 /dA 添加模块	24 次	3580 元
NG301-02	17.1140004	96 次	11560 元
NG302-01	TIANSeg 末端修复 /dA 添加模块	24 次	2400 元
NG302-02	TIANOEQ 水响廖友 /dA //////////////////////////////////	96 次	7680 元
NG303-01	TIANSeq 快速连接模块	24 次	2500 元
NG303-02	TIMOOQ NEEDENA	96 次	8980 元
NG304-01	TIANSeg NGS 文库富集模块	24 次	1760 元
NG304-02	77,1100q1100 大片面来快办	96 次	6480 元
NG305-01	TIANSeg DNA 片段化模块	24 次	720 元
NG305-02	THE WOOLD DIVITION OF THE PERSON	96 次	2400 元

网址: www.tiangen.com

36

免费电话: 800-990-6057 400-810-6057

E-mail: people@tiangen.com









NGS 文库制备配套方案

	目录号	产品名称	包装	价格			
	NG105-01	TIANSeq 文库定量试剂盒(Illumina 平台)	20 μ l $ imes$ 500 rxn	7080 元			
New	NG316-01	TIANSeg DNA 片段分选磁珠	15 ml	2080 元			
	NG316-02	TIANSEY DIVA 万权力处磁场	60 ml	6480 元			
	NG216		384 rxn	15800 元			
	NG216-A		96 rxn	4980 元			
Nev	NG216-B	TIANSeq 双索引接头(Illumina)	96 rxn	4980 元			
	NG216-C		96 rxn	4980 元			
	NG216-D		96 rxn	4980 元			

NGS 原料			
目录号	产品名称	包装	价格
NG201-01	T4 DNA 连接酶(快速)	24000 U	720 元
NG201-02		240000 U	4380 元
NG202-01	Klenow 酶 (无 3'-5' 外切活性)	1500 U	760 元
NG202-02		10000 U	3350 元
NG203-01	Klenow 酶	500 U	1000 元
NG203-02		2500 U	3080 元
NG204-01	DNA 聚合酶 I	500 U	500 元
NG204-02		5000 U	3080 元
NG205-01	T4 DNA 聚合酶	300 U	780 元
NG205-02		2000 U	3080 元
NG206-01	T4 多聚合核苷酸激酶	1500 U	850 元
NG206-02		10000 U	4580 元
NG207-01	RNA 酶 H	500 U	500 元
NG207-02		5000 U	3080 元
NG208-02	Bst X DNA 聚合酶	40000 U	4380 元
NG209-01	RNAse 抑制剂	4000 U	670 元
NG209-02		20000 U	3080 元
NG212-01	TIANSeq M-MLV(RNase H-) 反转录酶	10000 U	1080 元